



# Siliconen orthese

- Ga voorzichtig met de orthese om, het aan en uitdoen dient bij voorkeur met twee handen te gebeuren.
- Mocht de orthese stuk gaan, bewaar dan de stukken. Hij kan gerepareerd worden.
- Doe de orthese 's nachts uit om verlies te voorkomen, hij heeft dan toch geen functie.
- De orthese kan dagelijks gewassen worden met water en zeep, waarna een laagje talkpoeder aangebracht dient te worden om eventuele verweking van de huid te voorkomen.
- U kunt, om de orthese soepel te houden, hem een keer per maand inspuiten met siliconenspray.
- Pas op met honden en katten, die de orthese als speeltje kunnen zien.
- Als de orthese niet lekker zit kan deze altijd worden vermaakt
- Er mogen nooit drukplekken of blaren ontstaan, als dit wel gebeurt neemt u dan contact met mij op.